

MONOGLYDE

Sutura Sintética Absorbible de Poliglecaprone



Características y Beneficios

- ☞ Cicatrices mínimas, menos reactivas con excelente estética
- ☞ Resistencia a la tracción inicial significativa
- ☞ Absorción predecible

Perfil de Absorción

Soporte para heridas: 3 a 4 semanas
Absorción total: 90 a 120 días

Uso

Recomendada para reparaciones subcuticulares y peritoneales

MONOGLYDE

Sutura Sintética Absorbible de Poliglecaprone

Longitud Aguja (mm)	Longitud Sutura (cm)	5-0	4-0	3-0	2-0	0 / 1-0
13  3/8 CIRCULO CORTANTE INVERSO TRUPRIME	45	11H45CX13P				
16  3/8 CIRCULO CORTANTE INVERSO	70		11G70CX16			
16  3/8 CIRCULO CORTANTE INVERSO TRUPRIME	45	11H45CX16P				
25  3/8 CORTANTE DE PRECISION CIRCULAR TRUSHARP	45			11F45CY25P		
	70			11F70CY25P		
26  3/8 CIRCULO CORTANTE INVERSO	70			11F70CX26		
30  1/2 CUERPO CIRCULAR CILINDRICO	70				11E70DZ30	11D70DZ30
35  1/2 CUERPO CIRCULAR CILINDRICO	90			11F90DZ35		
60  CORTANTE RECTO	35				11E35AY60	
	70			11F70AY60		
SIN AGUJA	150					11D150



Villa Don Matías, Pasaje 7 Tazas, Oficina 1742,
San Javier. Región del Maule – Chile
Fono: +56 71 2980105
www.nordestcl.com