

TRUSYNTH

Sutura Sintética Absorbible de Poliglactina



Características y Beneficios

- ✓ Sutura sintética, absorbible, multifilamento, trenzada compacta
- ✓ Excelente resistencia a la tracción con mejor manejo
- ✓ Reacción tisular mínima, con una tasa de absorción rápida y predecible
- ✓ Amarre de nudo suave con excelente seguridad del nudo
- ✓ Excelente apoyo durante el periodo crítico de cicatrización de heridas

Perfil de Absorción

Soporte para heridas: 20 a 30 días
Absorción total: 56 a 70 días

Uso

Recomendado para la aproximación de tejidos blandos incluida la piel, subcutáneo, diástasis del recto, colgajo de vejiga y cierre uterino

TRUSYNTH
Poliglactina Recubierta 910

Longitud Aguja (mm)	Longitud Sutura (cm)	5-0	4-0	3-0	2-0
12  3/8 CIRCULO CORTANTE INVERSA	45		10G45CX12		
12  3/8 CIRCULO CORT. INVERSA TRUPIME	45	10H45CX12P			
16  3/8 CIRCULO CORT. INVERSA TRUPIME	70			10F70CX16P	
16  3/8 CIRCULO CORTANTE	45			10F45CY16	
16  3/8 CIRCULO CORTANTE INVERSA	70		10G70CX16		
16  5/8 CIRCULO CORTANTE	45		10G45EY16		
16  1/2 CIRCULO CUERPO CILINDRICO	70		10G70DZ16		
19  3/8 CIRCULO CORTANTE TRUPRIME	90			10F90CY19P	
20  1/2 CIRCULO CUERPO CILINDRICO	70			10F70DZ20	
20  1/2 CIRCULO CUERPO CILINDRICO	70		10G70DZ20		

TRUSYNTH

Poliglactina Recubierta 910

Longitud Aguja (mm)	Longitud Sutura (cm)	3-0	2-0	0/1-0	1
22  1/2 CIRCULO CORTANTE CONICA	75		10E75DK22		
22  3/8 CIRCULO CORTANTE	45	10F45CY22			
22  1/2 CIRCULO CORTANTE	90	10F90DY22			
23  1/2 CIRCULO CORTANTE INVERSA	35				10C35DX23
	45			10D45DX23	
	70				10C70DX23
25  3/8 CIRCULO CORTANTE TRUPRIME	90	10F90CY25P			
26  3/8 CIRCULO CORTANTE	90		10E90CY26		
26  3/8 CIRCULO CORTANTE	90		10E90CY26		
26  3/8 CIRCULO CORTANTE INVERSA	70	10F70CX26			
30  1/2 CIRCULO CUERPO CILINDRICO	70	10F70DZ30	10E70DZ30		
	90		10E90DZ30	10D90DZ30	
30  1/2 CIRCULO CUERPO CILINDRICO Y 1/2 CIRCULO CORTANTE CONICA DOBLE AGUJA	140		10E140DZ30 Y 10E140DK30DA		

TRUSYNTH

Poliglactina Recubierta 910

Longitud Aguja (mm)	Longitud Sutura (cm)	3-0	2-0	0/1-0	1	2
36  1/2 CIRCULO INVERSO AGUJA CORTANTE OR6	90			10D90DX36		
36  1/2 CIRCULO CUERPO CILINDRICO	120				10C120DZ36	
36  1/2 CIRCULO CUERPO CILINDRICO SIN TEÑIR	90		10E90DZ36	10D90DZ36		
36  1/2 CIRCULO CORTANTE CONICA	90	10F90DK36		10D90DK36		
36  1/2 CIRCULO PUNTA CONICA SIN TEÑIR	90				10C90DZ36	
40  1/2 CIRCULO CORTANTE INVERSA	90		10E90DX40			
40  1/2 CIRCULO CORTANTE INVERSA OR8 PESADA	90					10B90DX40H
40  1/2 CIRCULO CORTANTE INVERSA OR8 AGUJA	90				10C90DX40	
40  1/2 CIRCULO CUERPO CILINDRICO	90		10E90DZ40	10D90DZ40	10C90DZ40	
	110			10D110DZ40		

TRUSYNTH

Poliglactina Recubierta 910

Longitud Aguja (mm)	Longitud Sutura (cm)	2-0	0/1-0	1
40/50 1/2 CIRCULO CORTANTE CONICA Y 3/8 CIRCULO CUERPO CILINDRICO DOBLE AGUJA	160			10C160DK40 Y 10C160CZ40DA
				10C160DK50 Y 10C160CZ50DA
50/40 1/2 CIRCULO CUERPO CILINDRICO Y 1/2 CIRCULO CORTANTE CONICA DOBLE AGUJA PESADA	180			10C180DZ40 Y 10C180DK40DAH
				10C180DZ50 Y 10C180DK50DAH
50 1/2 CIRCULO CORTANTE INVERSO PESADA	90			10C90DX50H
50 1/2 CIRCULO CUERPO CILINDRICO PESADO	100			10C100DZ50H

Sin Aguja

Curvatura/Perfil Sutura	Longitud Sutura (cm)	4-0	3-0	2-0	0/1-0	1
SIN AGUJA	3x50	10G3x50	10F3x50		10D3x50	



Villa Don Matías, Pasaje 7 Tazas, Oficina 1742,
San Javier. Región del Maule – Chile
Fono: +56 71 2980105
www.nordestcl.com